

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis SWOT

Pada proses promosi diperlukan adanya analisis agar terciptanya promosi yang tepat dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Penulis menggunakan analisis SWOT sebagai pendukung pembuatan katalog produk pada tugas akhir ini, Analisis ini didasarkan dengan mengidentifikasi kekuatan (stengths), kelemahan (weekness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats). menurut Jogiyanto (2005, 46). Hubungan antara analisis swot dapat dikatakan bahwa kekuatan dan peluang yang di miliki PT Prima Djaya Alkesindo akan menjadi panduan dalam perancangan promosi PT Prima Djaya Alkesindo melalui media katalog, hal ini dikarenakan usaha ini sudah mempunyai peluang dan kekuatan yang baik untuk kedepannya. Ancaman dan kelemahan yang sudah penulis dapatkan, akan dapat memudahkan penulis untuk bisa menutupi kelemahan serta meminimalisir ancaman dalam proses perancangan katalog. Hasil analis SWOT yang penulis lakukan pada PT Prima Djaya Alkesindo baik itu melalui observasi, diskusi, dan wawancara terkait promosi yang dilakukan PT Prima Djaya Alkesindo, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.1 IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*)

<i>Strenght</i> (Kekuatan)	Bobot	Rating	Skor
PT Prima Djaya Alkesindo mempunyai banyak produk. Mulai dari furniture rumah sakit, alat kesehatan, dan juga barang medis habis pakai.	0,09	3	0,27
PT Prima Djaya Alkesindo sudah menggunakan website yang menunjang informasi perusahaan dan produk.	0,12	4	0,48
PT Prima Djaya Alkesindo sudah mulai memproduksi produk buatan mereka sendiri.	0,12	4	0,48
Produk memiliki nilai TKDN tinggi, sehingga dapat memajukan industri alat kesehatan dalam negeri.	0,09	3	0,27
Memiliki tenaga teknisi yang terlatih untuk para konsumen yang termasuk dalam layanan purna jual.	0,12	4	0,48
Total Kekuatan	0,54	18	1,98

<i>Weakness</i> (Kelemahan)	Bobot	Rating	Skor
website belum menyediakan akses keseluruhan produknya.	0,06	2	0,12
Menggunakan instagram sebagai salah satu promosi produk, tetapi followers tidak aktif dan tidak ada instraksi.	0,09	3	0,27
kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan promosi.	0,09	3	0,27
Hanya dapat dipesan melalui website e-katalog LKPP.	0,09	3	0,27
Keterbatasan anggaran dalam pemasaran.	0,09	3	0,27
Total Kelemahan	0,42	14	1,2

Tabel 4.2 EFAS (*Eksternal Factor Analysis Summary*)

<i>Opportunity</i> (Peluang)	Bobot	Rating	Skor
Permintaan pasar alat kesehatan yang terus meningkat.	0,13	4	0,52
Adanya banyak pameran atau kegiatan alat kesehatan (Expo Hospital).	0,13	4	0,52
Potensi untuk dapat meningkatkan layanan kesehatan lainnya.	0,1	3	0,3
PT Prima Djaya Alkesindo dapat meningkatkan promosinya baik dengan media sosial ataupun dengan media cetak.	0,1	3	0,3
Munculnya teknologi – teknologi baru.	0,1	3	0,3
Total Peluang	0,56	17	1,94

<i>Threats</i> (Ancaman)	Bobot	Rating	Skor
Banyaknya perusahaan lain yang sudah lebih dulu aktif dalam promosi alat kesehatan.	0,1	3	0,3
Ancaman dari produk impor dengan harga yang lebih murah.	0,07	2	0,14
Kurangnya penjualan produk alat kesehatan.	0,07	2	0,14
Banyak promosi dari perusahaan serupa yang lebih menarik dan inovatif.	0,1	3	0,3
Perubahan regulasi yang dapat merugikan.	0,1	3	0,3
Total Ancaman	0,44	13	1,18

Dari hasil perhitungan yang didapatkan dari tabel IFAS dan EFAS diatas ditemukan hasil Skor total dari masing-masing sebagai berikut :


1. Skor total kekuatan : 1,98
2. Skor total kelemahan : 1,2

3. Skor total peluang : 1,94
4. Skor total ancaman : 1,18

Faktor kekuatan dan kelemahan pada tabel IFAS mengatakan bahwa kekuatan lebih besar 0,78 di banding dengan nilai kelemahan. Hasil ini merupakan hasil yang baik karena PT Prima Djaya Alkesindo memiliki kekuatan lebih besar dibanding dengan kelemahan jika di lihat dari faktor-faktor internal.

Kemudian pada tabel EFAS yang menunjukan peluang dan ancaman hasilnya menyatakan bahwa peluang yang dimiliki PT Prima Djaya Alkesindo lebih besar 0,76 dibanding ancaman.

Dari masing-masing selilih antara faktor-faktor pada tabel IFAS dan EFAS kekuatan dan kelemahan yaitu 0,78 serta peluang dan ancaman 0,76 di buat kedalam diagram SWOT.



Gambar 4.1 Diagram SWOT

Berdasarkan diagram diatas didapatkan hasil yaitu PT Prima Djaya Alkesindo berada pada kuadran 1. Kuadran 1 merupakan situasi dimana perusahaan menggunakan strategi (S-O), memanfaatkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

4.2 Proses Pembuatan Karya

4.2.1 Pra Produksi

Dalam tahap pra produksi, tahapan dimulai dengan berdiskusi dengan klien terkait materi-materi yang akan disajikan dalam pembuatan katalog tersebut.

Pemilihan produk yang akan ditampilkan dalam katalog, desain dan warna yang akan digunakan dan juga pemilihan elemen-elemen yang ada di dalamnya dipersiapkan untuk kemudian melanjutkan ketahap produksi.

1. Diskusi Bersama PT Prima Djaya Alkesindo

Pada tanggal 15 Maret 2025 penulis berdiskusi dalam rangka perancangan katalog produk di kantor PT Prima Djaya Alkesindo yang terletak di Serpong, Tangerang Selatan bersama pemilik perusahaan Bapak Rezy Defrizal. Dalam diskusi tersebut penulis membahas mengenai desain, warna, dan beberapa hal lain terkait pembuatan katalog termasuk pentingnya suatu perusahaan memiliki katalog sebagai sarana penyampaian pesan terkait produk yang mereka tawarkan. Diskusi kali ini berjalan lancar sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk kami menyepakati pembuatan katalog produk, beserta isi dalam katalog tersebut. Dalam penggunaannya Bapak Rezy Defrizal mengatakan nantinya katalog produk diletakan di kantor dan juga akan digunakan sebagai sarana promosi tambahan apabila sedang mengikuti kegiatan expo alat kesehatan.

2. Persiapan Isi

Berdasarkan data-data yang sudah penulis dapatkan seperti informasi sekilas terkait perusahaan, nama produk, gambar produk, deskripsi produk dan juga keterangan tambahan yang penulis dapatkan dari klien pada proses diskusi mulai di persiapkan di diurutkan satu persatu. Keterangan tambahan disini adalah spesifikasi produk yang terdapat di e-katalog LKPP, nantinya link tersebut dapat diakses hanya dengan menyentuh gambar dari produk yang ditawarkan dalam bentuk katalog digital. PT Prima Djaya Alkesindo sendiri tidak memberikan tuntutan soal warna yang harus digunakan akan tetapi berdasarkan diskusi yang sudah dilakukan sebelumnya disepakati bahwa pemilihan warna mengikuti warna dari logo PT Prima Djaya Alkesindo. Warna tersebut terdiri dari warna merah #FA0200, warna biru #11ACEB, dan sebagai warna tambahan yang digunakan sebagai latar adalah warna putih #F3F3F3 dan #FFFFFF. Selanjutnya membuat template katalog perhalaman dan memasukan logo, alamat, kontak, media sosial, dan website pada halaman

cover, dilanjutkan dengan memasukan nama-nama produk berdasarkan sub judulnya dan juga mempersiapkan informasi terkait deskripsi produk serta informasi tambahan pada setiap halaman.

4.2.2 Produksi

Setelah melalui persiapan pada tahapan sebelumnya, penulis melanjutkan dengan proses produksi karya. Penulis memulai dengan menambahkan elemen-elemen yang akan digunakan pada template katalog yang sudah dibuat, membuat bingkai untuk foto produk, serta memasukan logo-logo yang digunakan perhalaman. Desain dilanjutkan dengan mencocokkan warna, kecerahan, dan ketebalan yang akan digunakan pada katalog. Beberapa persiapan diatas dilakukan supaya memudahkan penulis dalam membuat desain dengan rapih dan presisi antara masing-masing halaman. Kemudian pembuatan katalog dilanjutkan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Memasukan Detail Produk

Pada proses ini penulis mengunggah gambar dan deskripsi produk di masing-masing sub bab, kemudian menentukan ukuran huruf dan gambar. Selanjutnya penulis menyambungkan tautan pada beberapa produk yang dapat di akses melalui e-katalog LKPP, agar memudahkan calon pembeli yang mengakses katalog digital untuk melihat, membandingkan, dan membeli produk secara online.



Gambar 4.2 Proses Memasukan Detail Produk

2. Mencetak Katalog dan Membuat E-katalog

Sesudah desain katalog selesai penulis mencetak katalog untuk melihat hasil dalam bentuk cetak, katalog dicetak dengan ukuran A4 menggunakan kertas art carton 230 gsm untuk halaman sampul, dan art paper 120 gsm untuk halaman isi, serta menggunakan model jilid jahit tengah. Pada pembuatan e-katalog penulis merubah file katalog menjadi file PDF Standard, selanjutnya menggunakan aplikasi FlipHTML5 untuk unggah file dalam bentuk PDF kemudian dirubah menjadi e-katalog. Penulis membuat e-katalog dalam bentuk Flipbook supaya mempermudah pembaca untuk dapat mengakses e-katalog seperti sedang melihat katalog cetak. Untuk akses e-katalog penulis membuat menggunakan QR code dan link bitly.



Gambar 4.3 *Flipbook E-Katalog*

4.2.3 Pasca Produksi

1. Tahap Uji Coba

Pada tahap ini penulis bersama dengan klien melakukan percobaan dan pengecekan katalog berserta e-katalog. Katalog di cek dan di koreksi kembali apakah sudah sesuai setiap produknya dengan keinginan klien. Selanjutnya pada e-katalog uji coba dilakukan dengan membuka katalog melalui qr code dan link bitly. Dalam penggunaanya e-katalog dapat digunakan dengan menggeser layar seperti buku, atau dapat di liat secara full seperti PDF pada umumnya. Kemudian dilanjutkan dengan mencoba mengakses tautan pada beberapa produk yang terhubung dengan website e-katalog LKPP. Pengguna

hanya perlu melakukan klik pada foto produk kemudian akan ada pilihan untuk menuju website e-katalog LKPP produk tersebut, sehingga dapat memudahkan calon pembeli dalam mencari informasi dan melakukan pemesanan produk.

2. Penyerahan Hasil


Setelah tahap pra produksi yang dilakukan dengan berdiskusi bersama klien, kemudian pada tahap akhir dimana uji coba juga dilakukan bersama untuk mendapat evaluasi mengenai katalog yang sudah dibuat. Penulis menyerahkan katalog kepada klien dalam bentuk cetak, file PDF, serta file e-katalog.

4.3 Pembahasan Hasil

4.3.1 Hasil Karya Bidang

Desain katalog dibuat dengan beberapa kali melakukan perbaikan dalam proses pengerjaan tetapi, tidak melenceng dengan yang sebelumnya sudah didiskusikan. Penggunaan warna merah dan biru, serta deskripsi produk yang panjang mengharuskan penulis menyesuaikan elemen-elemen di setiap halaman agar sesuai dengan keinginan klien dan tidak mengesampingkan kemudahan customer dalam aksesnya. Pada tabel di atas produk di halaman 2 sampai 14 diberikan elemen kursor, apabila pengguna yang mengakses e-katalog melakukan klik pada elemen tersebut dapat langsung masuk pada halaman resmi produk di e-katalog LKPP. Sedangkan untuk katalog dalam bentuk cetaknya dapat mengakses halaman e-katalog LKPP dengan scan qr code pada sampul halaman belakang.

Tabel 4.3 Hasil Karya Bidang

Cover Depan	Cover Belakang
	

- Font:
 - Bagian judul menggunakan font Lexend Deca
 - Alamat, email dan contact person menggunakan font Sans Serif
- Warna:
 - Warna merah gradasi antara #8B1818 dan FA02001
 - Warna putih sebagai background.
- Logo:
Logo PDAMED dan Bangsa Buatan Indonesia
- Isi:
Judul, alamat, alamat email, contact person dan logo campaign Bangsa Buatan Indonesia

- Font:
 - Bagian judul menggunakan font Lexend Deca
 - Alamat, email dan contact person menggunakan font Sans Serif
- Warna:
 - Warna merah gradasi antara #8B1818 dan FA02001
 - Warna putih sebagai background.
- Logo:
Logo PDAMED dan Bangsa Buatan Indonesia
- Isi:
Judul, alamat, alamat email, contact person dan logo campaign Bangsa Buatan Indonesia



1. Font:
 - a. Bagian judul dan tulisan yang menggunakan gaya Bold menggunakan font Helvetica World
 - b. Bagian isi menggunakan font Sans Serif
2. Warna:
 - a. Warna merah gradasi antara #8B1818 dan FA02001
 - b. Warna Biru 11ACEB pada backgroud sub judul
 - c. Warna putih #FFFFFF sebagai warna dasar
3. Logo:

Logo PDAMED dan Bangsa Buatan Indonesia
4. Isi:

Tentang perusahaan dan perizinan perusahaan

1. Font:
 - a. Pada bagian judul, sub judul, dan tulisan yang menggunakan Bold menggunakan font Helvetica World
 - b. Bagian isi menggunakan font Sans Serif
2. Warna:
 - a. Gradasi Merah dan biru antara #FA02001 dan #11ACEB
 - b. Warna Merah #FA02001
 - c. Biru #11ACEB
3. Logo:

Logo PDAMED dan TKDN
4. Isi:

Nama – nama produk dan deskripsi lengkap produk elektromedik non radiasi




Elektromedik Non Radiasi



PDAMed SYRINGE PUMP

Syringe pump PDAMed berfungsi untuk memasukkan cairan obat dengan menggunakan syringe ke dalam tubuh pasien dengan akurat dan waktu tertentu secara otomatis.

- Tipe: PDA-SYSP
- Syringe Size: 10ml, 20ml, 30ml, 50ml
- Rate settings Manual and programmable function
- Flow rate 0.01 - 1500 ml/h
- Battery life Approx. 12 hours 1 at 10ml/h flow rate with new fully charged battery
- Weight Approx. 3.5 kg

RP. 27,400,350



PDAMed INFUSION PUMP

Infusion Pump PDAMed digunakan untuk membantu proses penginfusian dengan pengaturan waktu ataupun perhari.

- Tipe: PDA-IPDS
- Flow rate automatic 1-99%
- Flow rate 0.01 - 1200 ml/h
- Rate settings Manual and programmable function
- Infusion modes 7 infusion mode
- Battery life Approx. 8 hours 1 at 10ml/h flow rate with new fully charged battery
- Weight Approx. 3.5 kg

RP. 28,940,910




93




Laboratorium Support



PDAMed PHARMACEUTICAL REFRIGERATOR 142L

Pharmaceutical Refrigerator 142L, PDAMed telah dirancang khusus untuk membantu kebutuhan penyimpanan obat yang optimal. Dengan penggunaan teknologi canggih dan fitur terbaru, solusi terbaik kami berikan perlindungan maksimal terhadap obat-obatan yang memerlukan suhu dan kelembaban yang tepat.

- Dimensi luar 600 x 750 x 1450 mm
- Dimensi dalam 400 x 500 x 800 mm
- Berat 150 kg
- Kapasitas 142L
- Shelf 3 EA
- Controller T full touchscreen display
- Range 2-8 °C
- Humidity RH 50-95% RH, 5-15 °C
- Temperature alarm Low 2-8 °C high 15-20 °C, audible and visual alarm

RP. 193,466,600



PDAMed PHARMACEUTICAL REFRIGERATOR 265 L

Pharmaceutical Refrigerator 265L, PDAMed telah dirancang khusus untuk membantu kebutuhan penyimpanan obat yang optimal. Dengan penggunaan teknologi canggih dan fitur terbaru, solusi terbaik kami berikan perlindungan maksimal terhadap obat-obatan yang memerlukan suhu dan kelembaban yang tepat.

- Dimensi luar 600 x 800 x 1600 mm
- Dimensi dalam 400 x 600 x 1000 mm
- Berat 180 kg
- Kapasitas 265L
- Shelf 3 EA
- Controller T full touchscreen display
- Temperature
- Range 2-8 °C
- Humidity RH 50-95% RH, 5-15 °C
- Temperature alarm Low 2-8 °C high 15-20 °C, audible and visual alarm

RP. 263,929,600






PDAMed PHARMACEUTICAL REFRIGERATOR 573L

Pharmaceutical Refrigerator 573L, PDAMed telah dirancang khusus untuk membantu kebutuhan penyimpanan obat yang optimal. Dengan penggunaan teknologi canggih dan fitur terbaru, solusi terbaik kami berikan perlindungan maksimal terhadap obat-obatan yang memerlukan suhu dan kelembaban yang tepat.

- Dimensi luar 1000 x 800 x 2000 mm
- Dimensi dalam 600 x 600 x 1200 mm
- Berat 280 kg
- Kapasitas 573L
- Shelf 5 EA
- Controller T full touchscreen display
- Temperature
- Range 2-8 °C
- Humidity RH 50-95% RH, 5-15 °C
- Temperature alarm Low 2-8 °C high 15-20 °C, audible and visual alarm

RP. 299,629,200



94

- Font:
 - Pada bagian judul, sub judul, dan tulisan yang menggunakan Bold menggunakan font Helvetica World
 - Bagian isi menggunakan font Sans Serif
- Warna:
 - Gradasi Merah dan biru antara #FA02001 dan #11ACEB
 - Warna Merah #FA02001
 - Biru #11ACEB
- Logo:
Logo PDAMED dan TKDN
- Isi:
Nama – nama produk dan deskripsi lengkap produk elektromedik non radiasi.

- Font:
 - Pada bagian judul, sub judul, dan tulisan yang menggunakan Bold menggunakan font Helvetica World
 - Bagian isi menggunakan font Sans Serif
- Warna:
 - Warna Merah #FA02001
 - Biru #11ACEB
- Logo:
Logo PDAMED dan TKDN
- Isi:
Nama – nama produk dan deskripsi lengkap produk laboratorium support.

PDAMed

Laboratorium Support

FR.03.02/VA/04528/2024

POA-BSCL203-2

BIO SAFETY CABINET CLASS II 1203

Bio safety Cabinet Class II merupakan area kerja laboratorium dengan semprot udara yang telah dirancang untuk mengamankan pekerja yang bekerja dengan sampel material, lingkungan dari sampel material dan lingkungan karena terkontaminasi atau menimbulkan penyebaran bakteri atau virus yang berbahaya.

- Dimensi luar 1200 x 850 x 1240 mm
- Dimensi dalam 1140 x 760 x 1180 mm
- Air intake 600 ml/h
- Material Outer : Stainless Steel
- Material Inner : Stainless Steel 304 HL
- Door : Slide door with safety glass
- Utility devices : Air faucet, water faucet, 220 v Connect
- Electric Power : 220/230 VAC, 50/60 Hz

RP. 166,150,000

[Lihat Produk](#)

FR.03.02/VA/04531/2024

POA-BSCL503-2

BIO SAFETY CABINET CLASS II 1503

Bio safety Cabinet Class II merupakan area kerja laboratorium dengan semprot udara yang telah dirancang untuk mengamankan pekerja yang bekerja dengan sampel material, lingkungan dari sampel material dan lingkungan karena terkontaminasi atau menimbulkan penyebaran bakteri atau virus yang berbahaya.

- Dimensi luar 1500 x 850 x 1240 mm
- Dimensi dalam 1440 x 760 x 1180 mm
- Air intake 600 ml/h
- Material Outer : Stainless Steel
- Material Inner : Stainless Steel 304 HL
- Door : Slide door with safety glass
- Utility devices : Air faucet, water faucet, 220 v Connect
- Electric Power : 220/230 VAC, 50/60 Hz

RP. 209,000,000

[Lihat Produk](#)

FR.03.02/VA/04600/2024

POA-BSCL603-2

BIO SAFETY CABINET CLASS II 1603

Bio safety Cabinet Class II merupakan area kerja laboratorium dengan semprot udara yang telah dirancang untuk mengamankan pekerja yang bekerja dengan sampel material, lingkungan dari sampel material dan lingkungan karena terkontaminasi atau menimbulkan penyebaran bakteri atau virus yang berbahaya.

- Dimensi luar 1600 x 850 x 1240 mm
- Dimensi dalam 1540 x 760 x 1180 mm
- Air intake 600 ml/h
- Material Outer : Stainless Steel
- Material Inner : Stainless Steel 304 HL
- Door : Slide door with safety glass
- Utility devices : Air faucet, water faucet, 220 v Connect
- Electric Power : 220/230 VAC, 50/60 Hz

RP. 245,000,000

[Lihat Produk](#)

55

PDAMed

Laboratorium Support

7 of 19

SUKET FR.03.02/VA/02305/2023

POA-DF260L

DEEP FREEZER

Deep freezer PDAMed merupakan instrumen pengujian yang digunakan untuk penelitian medis, obat-obatan dan sediaan, serta lainnya dalam jangka waktu yang lama.

- Type : POA-DF260L
- Dimension Outer 795 x 1000 x 1610
- Net weight 220 kg
- Capacity 260 L
- Temperature Range -40°C to -80°C
- Temperature Accuracy : PT100, 0°C ± 0.3°C ± Electric Supply 220 V
- 10 VAC, 50/60 Hz

RP. 217,506,000

[Lihat Produk](#)

SUKET FR.03.02/VA/02305/2023

POA-DF260L

DEEP FREEZER

Deep freezer PDAMed merupakan instrumen pengujian yang digunakan untuk penelitian medis, obat-obatan dan sediaan, serta lainnya dalam jangka waktu yang lama.

- Type : POA-DF260L
- Dimension Outer 940 x 1055 x 1810 mm
- Net weight 260 kg
- Temperture Range : -40 to -80 °C : Free Super 20 g
- 10 VAC, 50/60 Hz

RP. 399,766,500

[Lihat Produk](#)

55

- Font:
 - Pada bagian judul, sub judul, dan tulisan yang menggunakan Bold menggunakan font Helvetica World
 - Bagian isi menggunakan font Sans Serif
- Warna:
 - Warna Merah #FA02001
 - Biru #11ACEB
- Logo:
Logo PDAMED dan TKDN
- Isi:
Nama – nama produk dan deskripsi lengkap produk laboratorium support.

- Font:
 - Pada bagian judul, sub judul, dan tulisan yang menggunakan Bold menggunakan font Helvetica World
 - Bagian isi menggunakan font Sans Serif
- Warna:
 - Warna Merah #FA02001
 - Biru #11ACEB
- Logo:
Logo PDAMED dan TKDN
- Isi:
Nama – nama produk dan deskripsi lengkap produk laboratorium support.





Hospital Furniture



ES-DELUXE
EMERGENCY STRETCHER DELUXE WITH BACK RAISE

Emergency Stretcher Deluxe with Back Raise PDAMed

- Dimensi keseluruhan 2000 mm x 600 mm x 1000 mm
- Kandang lama terbuat dari pipa baja 30 x 40 & 30 x 30, lembar baja dan pipa
- Baja hollow
- Opsional dengan menggunakan full crank manual
- Pengaturan posisi punggung dapat disesuaikan via 70°
- Pengaturan posisi tinggi – rendah ranging 300 – 340 mm tanpa batas
- Berat max 120 Kg

Accessories:

- Mattress berbusa foam 10kg/m³ 2000 x 600 x 100 mm
- Tangkai terbuat dari stainless steel
- Tempat oksigen terbuat dari pelat baja
- Ringan dan mudah

RP. 27,039,600

[Lihat Produk](#)



ES-BAS
EMERGENCY STRETCHER WITH BACK RAISE

Emergency Stretcher with Back Raise PDAMed memiliki fitur

- Konstruksi Upper frame, back rest frame dan side guard terbuat dari stainless steel
- Dimensi 2000 (P) x 600 (L) x 800 (T) mm
- Back rest yang dapat diatur hingga 70°
- Memiliki 4 castor dimana 2 di bagian depan mempunyai rem
- Memiliki 12 stand, Chugan holder, mattress dan multipurpose tray

RP. 12,957,000

[Lihat Produk](#)



ET-SS
EXAMINATION TABLE WITH BACK RAISE

Examination Table with Back Raise PDAMed memiliki fitur

- Ringkas dan ringan back rest terbuat dari stainless steel
- Dimensi 2000 x 600 x 800 mm
- Pengaturan posisi punggung dapat diatur via 70°
- Accessories
- Mattress foam yang dipadai vinyl
- Platam kas stainless steel 1840 x 640 x 430 mm

RP. 11,662,770

[Lihat Produk](#)

07





Hospital Furniture



Child's CHILDREN BED

Four Children Bed PDAMed

- Konstruksi Ringkas dan ringan sederhana punggung terbalut dari stainless steel plate
- Memiliki 4 roda 4" 2 roda dengan kunci
- Pengaturan posisi punggung yang dengan crank hingga 70°
- Dimensi 1750 x 800 x 1250 mm

Accessories:

- 1x stand
- Side guard

RP. 13,524,240

[Lihat Produk](#)



HB-1C
HOSPITAL BED 1 CRANK

Hospital Bed 1 Crank PDAMed memiliki fitur dan spesifikasi

- Tipe: HB-1C
- Overall Dimensions 2100 mm x 940 mm x 550 mm
- Construction Made of 30 mm x 60 mm and 30 mm x 30 mm steel pipe
- Head & Foot Panel Made of ABS plastic with bumper, detachable
- Accessories Urinal bag holder stainless steel
- Maximum Safe Working Load 250 Kg

RP. 16,983,000

[Lihat Produk](#)



HB-2C
HOSPITAL BED 2 CRANK

Hospital Bed 2 Crank PDAMed memiliki fitur dan spesifikasi

- Tipe: HB-2C
- Overall Dimensions 2100 mm x 940 mm x 550 mm
- Construction Made of 30 mm x 60 mm and 30 mm x 30 mm steel pipe
- Head & Foot Panel Made of ABS plastic with bumper, detachable
- Accessories Urinal bag holder stainless steel
- Maximum Safe Working Load 250 Kg

RP. 16,670,000

[Lihat Produk](#)

08

1. Font:
 - a. Pada bagian judul, sub judul, dan tulisan yang menggunakan Bold menggunakan font Helvetica World
 - b. Bagian isi menggunakan font Sans Serif
2. Warna:
 - a. Warna Merah #FA02001
 - b. Biru #11ACEB
3. Logo:

Logo PDAMED dan TKDN
4. Isi:

Nama – nama produk dan deskripsi

1. Font:
 - a. Pada bagian judul, sub judul, dan tulisan yang menggunakan Bold menggunakan font Helvetica World
 - b. Bagian isi menggunakan font Sans Serif
2. Warna:
 - a. Warna Merah #FA02001
 - b. Biru #11ACEB
3. Logo:

Logo PDAMED dan TKDN
4. Isi:

Nama – nama produk dan deskripsi

10 of 19

PDAméd **Hospital Furniture** **TKDN**



KEMENKES RI AKD 10902321685
HB-3C
HOSPITAL BED 3 CRANK
Hospital Bed 3 Crank PDAméd memiliki fitur dan spesifikasi:
• Tipe: HB-3C
• Overall Dimensions: 2040 mm x 990 mm x 825 mm
• Construction: Made of 30 mm x 60 mm and 30 mm x 30 mm steel pipe
• Head & Foot Panel: Made of ABS plastic with bumper, detachable
• Accessories: Urinal bag holder, stainless steel
• Maximum safe working load: 250 kgs
RP. 28,660,000

[Lihat Produk](#)



KEMENKES RI AKD 20902321886
BB-Box
BABY BOX
Spesifikasi Baby Box PDAméd:
• Kerangka terbuat dari stainless steel dan akrilik
• Tiub terbuat dari pipa stainless steel
• 2" roda castor
• Dimensi kerangka: 1430x390x170 mm
• Dimensi Tiub: 700x440x800 mm
RP. 7,326,000

[Lihat Produk](#)



SUKET FR.03.02/VA/01545/2023
IC-1D
INSTRUMENT CABINET 1 DOOR
Spesifikasi Instrument Cabinet 1 Door PDAméd:
• Ringkas utama terbuat dari pipa baja
• Ringkas atas terbuat dari plat baja
• 3 rak terbuat dari kaca (tempered)
• Pintu bagian atas terbuat dari plat baja perisai dengan kunci dan pengaman
• Pintu bawah terbuat dari plat baja perisai dengan kunci dan pengaman
• Dimensi: 1200x550x170 mm
• Menggunakan 4 roda sektor 3" dengan rem
RP. 12,942,600

[Lihat Produk](#)

09

PDAméd **Hospital Furniture** **TKDN**



SUKET FR.03.02/VA/01570/2023
IC-2D
INSTRUMENT CABINET 2 DOOR
Spesifikasi Instrument Cabinet 2 Door PDAméd:
• Ringkas utama terbuat dari pipa baja
• Ringkas atas terbuat dari plat baja
• 3 rak terbuat dari kaca (tempered)
• Pintu bagian atas terbuat dari plat baja perisai dengan kunci dan pengaman
• Pintu bawah terbuat dari plat baja perisai dengan kunci dan pengaman
• Dimensi: 1200x550x170 mm
• Menggunakan 4 roda sektor 3" dengan rem
RP. 16,961,000

[Lihat Produk](#)



SUKET FR.03.02/VA/01518/2023
BCS-1
BEDSIDE CABINET SERIES
Spesifikasi Bedside Cabinet Series PDAméd:
• Ringkas terbuat dari plat baja
• Bagian atas meja terbuat dari papan MFL
• Pintu atas dan atas terbuat dari papan MFL dengan kunci dan pengaman
• Bagian rak seperti yang bisa dipindah
• Gantungan handuk stainless steel
• Roda castor 2" dengan rem
• Dimensi: 430x400x830 mm
RP. 5,494,500

[Lihat Produk](#)



SUKET FR.03.02/VA/01523/2023
BCS-2
BEDSIDE CABINET SERIES
Spesifikasi Bedside Cabinet Series PDAméd:
• Ringkas terbuat dari plat baja
• Bagian atas meja terbuat dari papan MFL
• Pintu atas dan atas terbuat dari papan MFL dengan kunci dan pengaman
• Bagian rak meja terbuat dari plywood
• Roda castor 2" dengan rem
• Dimensi: 600x400x800 mm
RP. 6,993,000

[Lihat Produk](#)

10

- Font:
 - Pada bagian judul, sub judul, dan tulisan yang menggunakan Bold menggunakan font Helvetica World
 - Bagian isi menggunakan font Sans Serif
- Warna:
 - Warna Merah #FA02001
 - Biru #11ACEB
- Logo:
Logo PDAMED dan TKDN
- Isi:
Nama – nama produk dan deskripsi

- Font:
 - Pada bagian judul, sub judul, dan tulisan yang menggunakan Bold menggunakan font Helvetica World
 - Bagian isi menggunakan font Sans Serif
- Warna:
 - Warna Merah #FA02001
 - Biru #11ACEB
- Logo:
Logo PDAMED dan TKDN
- Isi:
Nama – nama produk dan deskripsi



Hospital Furniture





SUKET FR.03.02/VA/01553/2023

OT-1

OVERBED TABLE

Spesifikasi Overbed Table PDAMed:

- Dudukan atas terbuat dari stainless steel
- Dudukan bawah terbuat dari stainless steel
- Unit kaki terbuat dari pipa baja
- Meja terbuat dari kayu lapis melamin
- Rangka penyesuaian tinggi rendah dapat disesuaikan dengan kebutuhan
- Castor 2"
- Dimensi 150 x 400 x 740-1130 mm

RP. 5,930,500



KEMENKES RI AKD 10903321447

ET-3

EMERGENCY TROLLEY 3 DRAWER

Spesifikasi Emergency Trolley 3 Drawer PDAMed:

- Bingkai terbuat dari plat baja
- Terdapat 3 bagian laci dan 1 kabinet
- Pegangan terbuat dari stainless steel
- Dimensi 100 x 400 x 800 mm
- Terdapat 4 castor 4" dengan 2 rem

Accessories:

- Meja top terbuat dari stainless steel
- 4x stand terbuat dari stainless steel
- Dudukan laci terbuat dari stainless steel

RP. 10,670,000



SUKET FR.03.02/VA/01564/2023

M-1TD

WAFLE MATTERS

Spesifikasi Waffle Matters PDAMed:

- Kapsul 2x3
- Cover Lincat anti mikroba PVC
- Dimensi 2000 x 840 x 120 mm


RP. 3,196,000

11



Hospital Furniture





KEMENKES RI AKD 10903321765

IS-1

INFUSION STAND

Spesifikasi Infusion Stand PDAMed:

- Dudukan atas dan bawah terbuat dari pipa stainless steel
- 10kg
- Dua pegangan terbuat dari stainless steel
- Penyesuaian tinggi rendah dengan mekanisme sekrup
- Empat roda berukuran 2"
- Dimensi 400 x 5200-2000 mm

RP. 2,636,250



SUKET FR.03.02/VA/01446/2023

IT-2R

INSTRUMENT TABLE 2 RACK

Spesifikasi Instrument Table 2 Rack PDAMed:

- Bingkai terbuat dari stainless steel
- Rak terbuat dari stainless steel
- Pegangan foot terbuat dari stainless steel
- Dimensi 600 x 800 x 800 mm
- Empat roda castor 3" dengan rem

RP. 5,772,000



SUKET FR.03.02/VA/01443/2023

DT-1DR

DRESSING TROLLEY 1 DRAWER

Spesifikasi Dressing Trolley 1 Drawer PDAMed:

- Bingkai terbuat dari stainless steel
- Rak terbuat dari stainless steel
- Pegangan foot terbuat dari stainless steel
- Dimensi 600 x 800 x 800 mm
- Empat roda castor 3" dengan rem

Accessories:

- Mangkuk diameter 30 cm terbuat dari stainless steel

RP. 9,760,000

12

1. Font:
 - a. Pada bagian judul, sub judul, dan tulisan yang menggunakan Bold menggunakan font Helvetica World
 - b. Bagian isi menggunakan font Sans Serif
2. Warna:
 - a. Warna Merah #FA02001
 - b. Biru #11ACEB
3. Logo:

Logo PDAMED dan TKDN
4. Isi:

Nama – nama produk dan deskripsi

1. Font:
 - a. Pada bagian judul, sub judul, dan tulisan yang menggunakan Bold menggunakan font Helvetica World
 - b. Bagian isi menggunakan font Sans Serif
2. Warna:
 - a. Warna Merah #FA02001
 - b. Biru #11ACEB
3. Logo:

Logo PDAMED dan TKDN
4. Isi:

Nama – nama produk dan deskripsi

41




Barang Medis Habis Pakai



PDAMED ALCOHOL SWAB

PDAMED Alcohol Swab mengandung Isopropyl 70% yang berfungsi sebagai antiseptik sebelum melakukan injeksi dan dapat juga digunakan untuk sebelum menggunakan jarum suntik untuk pengendalian infeksi darah. PDAMED Alcohol Swab sudah lulus pengujian uji klinis sehingga terjamin keamanannya dan kualitas produk.

Spesifikasi PDAMED Alcohol Swab

- Isopropyl Alcohol 70%.

[Lihat Produk](#)

KEMENKES RI AKD 20903420476

PDAMED ALCOHOL SWAB

PDAMED Alcohol Swab mengandung Isopropyl 70% yang berfungsi sebagai antiseptik sebelum melakukan injeksi dan dapat juga digunakan untuk sebelum menggunakan jarum suntik untuk pengendalian infeksi darah. PDAMED Alcohol Swab sudah lulus pengujian uji klinis sehingga terjamin keamanannya dan kualitas produk.

Spesifikasi PDAMED Alcohol Swab

- Isopropyl Alcohol 70%.



PDAMED MASKER 3 PLY EARLOOP

PDAMED Masker 3 Ply Earloop merupakan masker yang memiliki Bacterial Filtration Efficiency (BFE) 99.9% yang berfungsi melindungi pengguna dari virus, bakteri, debu, dan kotoran yang dapat menyebar melalui udara dan mulut. Masker 3 Ply Earloop PDAMED sangat nyaman dikenakan terbuat dari material yang lembut, ringan, cocok untuk industri makanan dan minuman, farmasi, tenaga kesehatan di rumah sakit atau klinik, dan umum lainnya.

Spesifikasi PDAMED Masker 3 Ply Earloop

- 3 ply (Quarbond, Meltblown, Spunbond)
- Tali elastis polyester yang dikaitkan ke telinga
- BFE Meltblown 99.9%

[Lihat Produk](#)

KEMENKES RI AKD 23603423229

PDAMED MASKER 3 PLY EARLOOP

PDAMED Masker 3 Ply Earloop merupakan masker yang memiliki Bacterial Filtration Efficiency (BFE) 99.9% yang berfungsi melindungi pengguna dari virus, bakteri, debu, dan kotoran yang dapat menyebar melalui udara dan mulut. Masker 3 Ply Earloop PDAMED sangat nyaman dikenakan terbuat dari material yang lembut, ringan, cocok untuk industri makanan dan minuman, farmasi, tenaga kesehatan di rumah sakit atau klinik, dan umum lainnya.

Spesifikasi PDAMED Masker 3 Ply Earloop

- 3 ply (Quarbond, Meltblown, Spunbond)
- Tali elastis polyester yang dikaitkan ke telinga
- BFE Meltblown 99.9%



PDAMED MASKER 3 PLY HEADLOOP

PDAMED Masker 3 Ply Headloop atau biasa dikenal dengan masker hias merupakan masker yang memiliki Bacterial Filtration Efficiency (BFE) 99.9% yang berfungsi melindungi pengguna dari virus, bakteri, debu, dan kotoran yang dapat menyebar melalui udara dan mulut. Masker 3 Ply Headloop PDAMED sangat nyaman dikenakan terbuat dari material yang lembut, ringan, cocok untuk industri makanan dan minuman, farmasi, tenaga kesehatan di rumah sakit atau klinik, dan umum lainnya.

Spesifikasi PDAMED Masker 3 Ply Headloop

- 3 ply (Quarbond, Meltblown, Spunbond)
- Tali elastis polyester yang dikaitkan ke belakang kepala
- BFE Meltblown 99.9%

[Lihat Produk](#)

KEMENKES RI AKD 23603423228

PDAMED MASKER 3 PLY HEADLOOP

PDAMED Masker 3 Ply Headloop atau biasa dikenal dengan masker hias merupakan masker yang memiliki Bacterial Filtration Efficiency (BFE) 99.9% yang berfungsi melindungi pengguna dari virus, bakteri, debu, dan kotoran yang dapat menyebar melalui udara dan mulut. Masker 3 Ply Headloop PDAMED sangat nyaman dikenakan terbuat dari material yang lembut, ringan, cocok untuk industri makanan dan minuman, farmasi, tenaga kesehatan di rumah sakit atau klinik, dan umum lainnya.

Spesifikasi PDAMED Masker 3 Ply Headloop

- 3 ply (Quarbond, Meltblown, Spunbond)
- Tali elastis polyester yang dikaitkan ke belakang kepala
- BFE Meltblown 99.9%




Barang Medis Habis Pakai



PDAMED BLOOD LANCET

PDAMED Blood Lancet terbuat dari material plastik LDPE yang berkualitas tinggi (Medical Grade), dimana material plastik tersebut dapat dioksidasi untuk mengeliminasi bagian tajam dari jarum. Blood Lancet digunakan sebagai pengganti jarum suntik untuk mengambil sampel darah dalam jumlah sedikit untuk keperluan pemeriksaan darah. Dapat juga dipakai dengan alat bantu berupa pena untuk mempermudah penusutan.

Spesifikasi PDAMED Blood Lancet

- Blood Lancet 20G

[Lihat Produk](#)

KEMENKES RI AKD 11603421225

PDAMED BLOOD LANCET

PDAMED Blood Lancet terbuat dari material plastik LDPE yang berkualitas tinggi (Medical Grade), dimana material plastik tersebut dapat dioksidasi untuk mengeliminasi bagian tajam dari jarum. Blood Lancet digunakan sebagai pengganti jarum suntik untuk mengambil sampel darah dalam jumlah sedikit untuk keperluan pemeriksaan darah. Dapat juga dipakai dengan alat bantu berupa pena untuk mempermudah penusutan.

Spesifikasi PDAMED Blood Lancet

- Blood Lancet 20G



PDAMED INFUSION SET AIRVENT CAP Y SITE LUER LOCK/ADULT (20 DROPS/ML)

PDAMED Infusion Set Airvent Cap Y Site Luer Lock digunakan untuk memasukkan cairan atau obat langsung melalui pembuluh darah vena dalam jumlah dan waktu tertentu. Produk ini dilengkapi dengan Klip Airvent Cap, tambahan Y, serta connector panjang lain.

PDAMED Infusion Set Airvent Cap Y Site Luer Lock terdiri dari selang (tubing) dengan pengatur laju aliran dan beberapa connector yang salah satu ujungnya dihubungkan dengan selang pendek, cairan, tambahan Y sebagai tempat menyuntikkan cairan obat langsung dan ujung lainnya dihubungkan dengan IV catheter yang masuk ke dalam tubuh.

[Lihat Produk](#)

KEMENKES RI AKD 20903420450

PDAMED INFUSION SET AIRVENT CAP Y SITE LUER LOCK/ADULT (20 DROPS/ML)

PDAMED Infusion Set Airvent Cap Y Site Luer Lock digunakan untuk memasukkan cairan atau obat langsung melalui pembuluh darah vena dalam jumlah dan waktu tertentu. Produk ini dilengkapi dengan Klip Airvent Cap, tambahan Y, serta connector panjang lain.

PDAMED Infusion Set Airvent Cap Y Site Luer Lock terdiri dari selang (tubing) dengan pengatur laju aliran dan beberapa connector yang salah satu ujungnya dihubungkan dengan selang pendek, cairan, tambahan Y sebagai tempat menyuntikkan cairan obat langsung dan ujung lainnya dihubungkan dengan IV catheter yang masuk ke dalam tubuh.



PDAMED INFUSION SET AIRVENT CAP Y SITE LUER SLIP/ PEDIATRIC (60 DROPS/ML)

PDAMED Infusion Set Airvent Cap Y Site Luer Slip Pediatric digunakan sebagai alat bantu untuk memasukkan cairan atau obat langsung melalui pembuluh darah vena dalam jumlah dan waktu tertentu.

PDAMED Infusion Set Airvent Cap Y Site Luer Slip Pediatric berupa selang (tubing) dengan pengatur laju aliran dan beberapa connector yang salah satu ujungnya dihubungkan dengan tempat lead-in cairan dan ujung lainnya dihubungkan dengan IV catheter yang masuk ke dalam tubuh.

[Lihat Produk](#)

KEMENKES RI AKD 20903420480

PDAMED INFUSION SET AIRVENT CAP Y SITE LUER SLIP/ PEDIATRIC (60 DROPS/ML)

PDAMED Infusion Set Airvent Cap Y Site Luer Slip Pediatric digunakan sebagai alat bantu untuk memasukkan cairan atau obat langsung melalui pembuluh darah vena dalam jumlah dan waktu tertentu.

PDAMED Infusion Set Airvent Cap Y Site Luer Slip Pediatric berupa selang (tubing) dengan pengatur laju aliran dan beberapa connector yang salah satu ujungnya dihubungkan dengan tempat lead-in cairan dan ujung lainnya dihubungkan dengan IV catheter yang masuk ke dalam tubuh.

- Font:
 - Pada bagian judul, sub judul, dan tulisan yang menggunakan Bold menggunakan font Helvetica World
 - Bagian isi menggunakan font Sans Serif
- Warna:
 - Warna Merah #FA02001
 - Biru #11ACEB
- Logo:

Logo PDAMED dan TKDN
- Isi:

Nama – nama produk dan deskripsi lengkap produk barang media habis pakai.

- Font:
 - Pada bagian judul, sub judul, dan tulisan yang menggunakan Bold menggunakan font Helvetica World
 - Bagian isi menggunakan font Sans Serif
- Warna:
 - Warna Merah #FA02001
 - Biru #11ACEB
- Logo:

Logo PDAMED dan TKDN
- Isi:

Nama – nama produk dan deskripsi lengkap produk barang media habis pakai.



1. Font:
Pada bagian judul, sub judul, dan tulisan yang menggunakan Bold menggunakan font Helvetica World
2. Warna:
 - a. Gradasi Merah dan biru antara #FA02001 dan #11ACEB
 - b. Warna Merah #FA02001
 - c. Biru #11ACEB
3. Logo:
Logo PDAMED dan TKDN
4. Isi:
Nama – nama produk dan deskripsi lengkap produk barang media habis pakai.

1. Font:
Pada bagian judul, sub judul, dan tulisan yang menggunakan Bold menggunakan font Helvetica World
2. Warna:
 - a. Gradasi Merah dan biru antara #FA02001 dan #11ACEB
 - b. Warna Merah #FA02001
 - c. Biru #11ACEB
3. Logo:
Logo PDAMED dan TKDN
4. Isi:
Nama – nama produk dan deskripsi lengkap produk barang media habis pakai.



1. Font:
 - a. Pada bagian judul, sub judul, dan tulisan yang menggunakan Bold menggunakan font Helvetica World
 - b. Bagian isi menggunakan font Sans Serif
2. Warna:
 - a. Gradasi Merah dan biru antara #FA02001 dan #11ACEB
 - b. Warna Merah #FA02001
 - c. Biru #11ACEB
3. Logo:

Logo PDAMED
4. Isi:

Nama– nama produk dan deskripsi lengkap produk linen rumah sakit.

1. Font:
 - a. Pada bagian judul, sub judul, dan tulisan yang menggunakan Bold menggunakan font Helvetica World
 - b. Bagian isi menggunakan font Sans Serif
2. Warna:
 - a. Warna merah gradasi antara #8B1818 dan FA02001
 - b. Warna putih #FFFFFF sebagai warna dasar
3. Logo:

Logo PDAMED dan TKDN
4. Isi:

Produk yang akan datang untuk segera dipasarkan.

4.3.2 Hasil Review Katalog

Setelah melalui tahap uji coba bersama klien yang meliputi kertas yang digunakan pada katalog, hasil dan warna saat sudah dicetak, serta pada katalog digital meliputi akses menuju katalog, serta fitur-fitur yang ada di dalam. Penulis menyerahkan hasil katalog produk kepada klien, serta mewawancarai klien untuk memberikan ulasan pada hasil katalog sebagai berikut :

1. Rezy Defrizal selaku komisaris dan pemilik PT Prima Djaya Alkesindo
 - a. Apakah semua produk yang ingin dipromosikan sudah tercantum dengan jelas baik itu harga, deskripsi produk, fitur, dan keunggulannya?
“Untuk informasi yang diberikan sudah jelas, gambar yang digunakan sudah sesuai dan deskripsi juga sudah cukup detail, banyak produk yang sama dengan ukuran berbeda juga sudah ada satu persatu. Saya rasa sudah sangat jelas.”
 - b. Apakah katalog ini dapat digunakan selaras dengan tujuan promosi dalam strategi pemasaran PT Prima Djaya Alkesindo baik dalam secara cetak dan juga digital?
“Katalog sudah memberi informasi yang jelas dan detail, dapat digunakan untuk kegiatan perusahaan, presentasi produk, serta untuk pameran yang kami ikuti, katalog digital juga sudah menarik serta memudahkan pelanggan bisa langsung melakukan check out.”
 - c. Apakah setelah menggunakan katalog dalam beberapa minggu ini terlihat adanya perbedaan dari klien PT Prima Djaya Alkesindo dalam memahami produk yang di sajikan?
“Katalog ini kebetulan kami gunakan untuk kegiatan Hospital Expo, karena sebelumnya kami hanya menggunakan brosur dan menampilkan beberapa produk pada booth kami. Ada perubahan dimana pengunjung tidak hanya fokus pada produk di brosur seperti sebelumnya, tetapi juga menanyakan produk lain yang ada pada katalog. Tapi dalam segi penjualan belum ada perubahan yang signifikan.”
 - d. Apakah format katalog yang dibuat memudahkan perusahaan dalam mendistribusikan produk ke pelanggan atau platform promosi yang ada?

“Untuk formatnya sudah memudahkan, informasi yang sudah jelas dan komplit berfungsi untuk banyak kegiatan dan promosi tanpa perlu membuat ulang desain. Tapi dalam bentuk digitalnya ukuran file lumayan besar (40MB) mungkin nanti bisa di kompres lagi agar lebih mudah di kirim.”

2. Khalid selaku admin promosi dan produk spesialis PT Prima Djaya Alkesindo
 - a. Apakah semua produk yang ingin dipromosikan sudah tercantum dengan jelas baik itu harga, deskripsi produk, fitur, dan keunggulannya?

“Cukup jelas, katalog buku sudah lengkap karena penggunaan katalog buku juga pasti secara langsung dapat memudahkan pembeli untuk memberi pertanyaan lebih detail pada kami. Pada e-katalognya juga saya rasa sudah sangat jelas calon pembeli dapat langsung tersambung ke website produk pada e-katalog LKPP untuk informasi yang lebih dalam.”
 - b. Apakah katalog ini dapat digunakan selaras dengan tujuan promosi dalam strategi pemasaran PT Prima Djaya Alkesindo baik dalam secara cetak dan juga digital?

“Saya rasa sudah, produk yang ditampilkan sudah sangat jelas deskripsinya juga lengkap, akses untuk pemesanan juga sudah memudahkan.”
 - c. Apakah setelah menggunakan katalog dalam beberapa minggu ini terlihat adanya perbedaan dari klien PT Prima Djaya Alkesindo dalam memahami produk yang di sajikan?

“Menurut saya klien ataupun calon pembeli lebih mudah untuk membandingkan produk. E-katalog juga sempat saya gunakan untuk presentasi produk, beberapa meminta untuk diberikan filenya”
 - d. Apakah format katalog yang dibuat memudahkan perusahaan dalam mendistribusikan produk ke pelanggan atau platform promosi yang ada?

“Sudah memudahkan, akses mudah, perusahaan juga bisa melihat jumlah kunjungan, dan calon pembeli bisa membeli langsung dengan mengakses e-katalog LKPP yang tersambung dengan katalog yang sudah.”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan katalog

meningkatkan efisiensi dari PT Prima Djaya Alkesindo dalam mempromosikan produknya. Calon konsumen kini memiliki akses untuk melihat produk secara lengkap dan terstruktur, sehingga lebih mudah memahami, membandingkan, dan dapat langsung mengakses halaman pembelian. Dari sisi perusahaan, terdapat efisiensi dalam hal tenaga, waktu, dan biaya. Menurut (Syam, 2020) indikator efisiensi dapat dilihat dari 3 aspek yaitu pencapaian atau tujuan sesuai yang diharapkan, penghematan atau pengurangan penggunaan sumber daya, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki. Berikut merupakan perbandingan dari kondisi sebelum dan sesudah penggunaan katalog berdasarkan hasil wawancara diatas :

Tabel 4.4 Sebelum dan Sesudah Katalog

Efisiensi	Kondisi sebelum	Kondisi sesudah
Kemudahan akses informasi	Informasi produk tersebar di Instagram tanpa deskripsi lengkap, dan penggunaan brosur yang terbatas.	Semua informasi produk terkumpul dalam satu media katalog dan e-katalog. Dapat diakses kapan saja.
Waktu penyampaian informasi	Perlu waktu untuk memberi informasi produk satu – persatu kepada calon konsumen. Sehingga menjadi pekerjaan yang berulang.	Informasi dapat disampaikan secara cepat dan lengkap, menghemat waktu, dan tenaga.
Penggunaan	Hanya dapat dimanfaatkan untuk acara – acara langsung dan tidak dapat digunakan secara berulang. Pada online hanya bergantung pada Instagram yang terbatas pada penulisan deskripsi dan intraksi yang rendah.	Dapat digunakan dalam bentuk cetak dan digital sesuai kebutuhan. Dapat digunakan secara berulang dan dapat disesuaikan kapan saja.
Biaya Produksi	Biaya cetak brosur diperlukan untuk setiap acara berbeda.	Dapat digunakan berulang kali dan dapat digunakan untuk presentasi dan diletak dikantor tanpa tambahan biaya.