

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Pemeriksaan *Saline Infusion Sonohysterography* (SIS) dapat digunakan sebagai alternatif uji diagnostik kelainan struktural endometrium pada perdarahan uterus abnormal apabila tidak tersedianya pemeriksaan histeroskopi

6.2 Saran

Pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan oleh paling tidak dua pemeriksaan untuk menghindari bias interpretasi pemeriksaan. *Saline Infusion Sonohysterography* (SIS) sudah ditemukan sejak 20 tahun yang lalu, diharapkan pemeriksaan SIS dapat dijadikan pemeriksaan rutin dalam kasus abnormal uterine bleeding mengingat SIS adalah pemeriksaan non invasif. Jarak pemeriksaan *Saline Infusion Sonohysterography* (SIS) dan histeroskopi sebaiknya pada hari yang sama, untuk itu sebagai usulan pada bagian pelayanan perlu dipertimbangkan untuk pengadaan alat baru yaitu histeroskopi office sehingga pasien tidak perlu menunggu jadwal kamar operasi.